

»» **Немецкая точность**
в каждой детали ««



MPS

**Ортопедические
решения для ведущих
имплантационных
систем**



Компания MEDENTiKA® основана в 2005 году в Германии, в городе Хюгельсхайм

И недавно мы открыли новый завод площадью 3500 м² в городе Альтбурге, недалеко от Штутгарта. В этом регионе расположены производства таких гигантов как Porsche, Bosch, Mercedes-Benz и других крупных корпораций, ставших символами немецкого качества.

Немного в стороне находится Пфорцхайм (Pforzheim) — «Золотой город» («Голдштадт»), известный своей ювелирной и часовой промышленностью. Здесь расположены офисы известных во всем мире компаний, традиционно ассоциирующихся с немецким качеством.

2005 – 2008

- Основание компании MEDENTiKA®
- Изобретение титанового основания

2009 – 2012

- Запуск имплантационной системы MEDENTiKA®
- Выход на рынок премиллов PreFace

2013 – 2016

- Слияние с Straumann Group
- Расширение ортопедической линейки MPS



Именно здесь, в самом сердце высокотехнологичной немецкой индустрии, компания MEDENTiKA® и ее сотрудники приобрели свою страсть к точности, непревзойденному качеству и совершенству исполнения. Это вдохновило MEDENTiKA® на создание революционных продуктов и решений:

- в 2005 мы изобрели титановые основания,
- в 2009 — премиллы PreFace.

Сейчас эти инновационные решения MEDENTiKA® являются обязательными составляющими любой современной имплантационной системы.

2017 – 2020

- Запуск третьего поколения титановых оснований ASC Flex
- Открытие новой производственной площадки

2023

- Старт продаж имплантационной системы MEDENTiKA® в России

MEDENTiKA® – это самые современные европейские стандарты производства

Немецкая инженерия



- » Продукция MEDENTiKA® разрабатывается в Германии и Швейцарии
- » Используется только немецкое сырье (титан и другие металлы и сплавы)
- » Производство расположено в регионе с лучшими инженерными традициями в Германии



MEDENTiKA® – компоненты, сертифицированные для европейских рынков и имеющие Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора

- Производственный процесс сертифицирован по стандарту ISO
- Регулярные проверки производства
- Строжайший контроль качества
- Самый крупный рынок сбыта продукции – Германия







Регистрационное удостоверение Росздравнадзора на каждый предлагаемый компонент как на медицинское изделие



MEDENTiKA® MPS – это не просто реплика




» Для лучшего качества прилегания инженеры компании MEDENTiKA® пересматривают и улучшают соединения




Выдерживаем строгие стандарты производства

» Проверка прочности продукта

Анализ прочности по международному стандарту DIN EN ISO 14801



Испытание механической нагрузкой, 5 миллионов циклов нагрузки 250 ньютонов



- A. Нагрузочное устройство
- B. Номинальный уровень костной ткани
- C. Угловой абатмент
- D. Полусферический нагрузочный элемент
- E. Корпус дентального имплантата
- F. Держатель образца

MEDENTiKA® – один из лидеров отрасли по производству ортопедических компонентов для премиальных систем

Ведущий производитель ортопедических компонентов

» MEDENTiKA® – пионер цифровой стоматологии, создатель титановых оснований и абатментов PreFace

»» Титановые основания 2 поколения ««



- Подходят как для одиночных реставраций (соединение с индексом), так и для мостов (плавающая посадка);
- Имеют две десневые высоты для имплантационных систем с внутренним соединением;
- Различаются по высоте наддесневой части для удобства работы (3,5 мм и 5,5 мм);
- Используются со скан-маркером MEDENTiKA®, обеспечивающим высочайшую точность сканирования, и библиотеками MEDENTiKA®, открытыми и простыми в использовании;
- Сделаны из титана Grade 5 CF.

* Medentika – изобретатель и лидер в области титановых оснований.

»» Скан-маркер ««



- Титановый;
- Имеет специальную анодированную поверхность, лазерное нанесение маркировки;
- Стерилизуется и автоклавируется без потери свойств;
- Подходит для использования как интраорально, так и на модели;
- Существует как в варианте для сканирования с уровня имплантата, так и для сканирования с уровня Multi-unit;
- Обеспечивает высочайшее качество сканирования.

Multi-unit-абатменты




- Для многоопорных реставраций с цифровым протоколом;
- Для индивидуальных работ во фронтальной зоне (эстетика);
- Прямые и угловые: 17° и 30°;
- Разные десневые высоты;
- Традиционный или CAD/CAM-протокол;
- Большой выбор компонентов под материалы (zirconium, non-precious metal, titanium, stainless steel, plastics).

PreFace-абатменты

• Титан Grade 5

• CoCr alloy

20 мм
общая высота



Ø 11.5 mm

Ø 16.0 mm

Ø 16.0 mm

15 мм
рабочая высота




АССОРТИМЕНТ



8 брендов имплантационных систем
13 соединений

Nobel Biocare®	NobelReplace® Tapered	Серия «E»
	NobelActive®, NobelReplace® Conical	Серия «F»
	Brånemark®	Серия «K»
DENTSPLY Sirona	ASTRA TECH OsseoSpeed® TX	Серия «S»
	XiVE® S	Серия «T»
	ANKYLOS®	Серия «Y»
Straumann®	Bone Level®	Серия «L»
	Tissue Level®	Серия «N»
BIOMET 3i®	Certain®	Серия «H»
	External Hex®	Серия «I»
BEGO Implant Systems®	Semados® S/R/RS/RSX	Серия «BS»
Zimmer Dental®	Tapered Screw-Vent®	Серия «R»
MIS®	SEVEN® Internal Hex	
BioHorizons®	Tapered Internal, Tapered Internal Plus, Tapered Tissue Level	

»» Все этапы лечения ««



Аналоговый
оттиск



Цифровой
оттиск



Лабораторный
аналог

CAD/CAM
аналог

Лабораторные
винты и компоненты





Окончательная реставрация

Абатменты для одиночных реставраций



Индивидуализируемые абатменты



Одиночные и многоопорные реставрации



Многоопорные конструкции



Съемные конструкции



Временная реставрация

Временные абатменты



»» МЕДЕНТИКА® — прецизионно точные ««
ортопедические компоненты
для распространенных
имплантационных систем





»» Немецкая точность
в каждой детали ««



»» **Немецкая точность**
в каждой детали ««



ООО «Штрауманн»
119571, Москва,
Ленинский просп., д. 119А
тел.: +7 495 139 74 74
e-mail: marketing.ru@straumann.com
www.medentika.ru

Заказ продукции:
+7 495 139 74 88
8 800 555 23 41
shop.straumann.ru
order.ru@straumann.com

Зарегистрированные наименования продуктов
могут отличаться. Точные наименования смотрите
в реестре медицинских изделий на официальном
сайте Росздравнадзора.

Регистрационные удостоверения:
РЗН 2018/7913 от 07.12.2018
ФСЗ 2011/09336 от 16.03.2011
РЗН 2020/9573 от 30.01.2020



 **MEDENTIKA®**
A Straumann Group Brand